

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010206B
<b>Désignation</b>	Cell strainer 100 µm nylon stérile vert



### Description :

- ✓ Tamis cellulaire
- ✓ Porosité : 100 µm
- ✓ Coloris vert
- ✓ Adaptables sur les tubes à centrifuger de 50 ml
- ✓ Nylon
- ✓ Stériles rayons gamma
- ✓ Non pyrogènes
- ✓ Avec languette de préhension

### Unité de vente :

100 Cell strainer