

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010216
<b>Désignation</b>	CRYBOITE ID-color



### Description :

- ✓ En carton hydrophobe
- ✓ Séparateurs en polypropylène
- ✓ Pour microtubes 1,5/2 ml et cryotubes 2 ml
- ✓ Grille alphanumérique sur le couvercle, le fond et les 4 côtés
- ✓ 5 coloris : rouge, jaune, bleu, vert et blanc (sauf 010222 : 5 boîtes bleues)
- ✓ Couvercle à charnière
- ✓ Diviseurs 9 x 9 – 81 microtubes de 2 ml
- ✓ Dimension : L x l x h : 133 x 133 x 52 mm

### Unité de vente :

5 Cryboîtes