

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	010217
<b>Désignation</b>	Cryoboîte id 100 x 2 ml microtubes



---

### Description :

- ✓ Cryoboîte en carton hydrophobe
- ✓ Séparateurs en polypropylène
- ✓ Pour 100 microtubes 1,5/2 ml et cryotubes 2 ml
- ✓ Grille alphanumérique sur le couvercle, le fond et les 4 côtés
- ✓ 5 coloris : rouge, jaune, bleu, vert et blanc
- ✓ Couvercle à charnière
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 133 x 133 x 52 mm

### Unité de vente :

5 Cryoboîtes

---