

FICHE TECHNIQUE

Référence	010222
Désignation	CRYBOITE ID-color



Description :

- ✓ En carton hydrophobe
- ✓ Séparateurs en polypropylène
- ✓ Grille alphanumérique sur le couvercle, le fond et les 4 côtés
- ✓ Couleur : bleu
- ✓ Couvercle à charnière
- ✓ Diviseurs 9 x 9 – 81 microtubes de 4 ml
- ✓ Dimension : L x l x h : 133 x 133 x 76 mm

Unité de vente :

5 Cryboîtes