

FICHE TECHNIQUE

Référence	010233
Désignation	Écouvillon nasal avec 3ml milieu de transport - préservation



Description :

- ✓ Pour le prélèvement et le transport de virus
- ✓ Composé avec tige sécable et embout en nylon et milieu
- ✓ 2 types de milieux : soit milieu pour transport et préservation milieu (classique), soit milieu pour transport - inactivation virus
- ✓ Stérile
- ✓ Volume : Tube : 10 ml / Milieu : 3 ml
- ✓ Matériau : Tube ABS / tige : nylon
- ✓ Dimensions : Longueur tige : 153 mm
- ✓ Dimensions : Ø tige / embout : 2,5 mm / 3 mm
- ✓ Dimensions : Sécable : 100 mm

Unité de vente :

500 Ecouvillons