

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010241A
<b>Désignation</b>	Cryotube 2 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : oui
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon à pas de vis interne de couleur naturel, avec joint pour une meilleure étanchéité
- ✓ Avec code-barre latéral et code numérique
- ✓ Convient pour le stockage sous vapeur d'azote liquide

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases, ADN et sans endotoxines
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ TUV ISO 9001:2008

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -196°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : oui
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h avec bouchon) : 12,50 x 46,95 mm

**Unité de vente :** 25 Cryotubes