

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010257A
<b>Désignation</b>	Cryotube 2ml



### Description :

- ✓ Flacons cryogéniques traditionnels - 2,0 ml
- ✓ Fabriqué en polypropylène de qualité médicale ; peut-être congelé et décongelé à plusieurs reprises
- ✓ Filetages multiples pour des performances d'étanchéité optimales
- ✓ Paroi de tube épaissie (antidéflaquant) et capuchon pour un stockage sûr des échantillons
- ✓ Les bouchons des flacons à filetage externe sont dépourvus de joints toriques, ce qui réduit les risques de contamination
- ✓ Graduation noire et zone d'écriture blanche
- ✓ Sans DNase et RNase, sans endotoxine, sans ADN étranger
- ✓ Rayonnement gamma stérilisé ; autoclavable
- ✓ Température de fonctionnement : stable de -196°C à 121°C
- ✓ Convient pour la congélation à l'azote liquide

### Unité de vente :

25 Cryotubes