


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010350
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre



### Description :

- ✓ Pointes à filtre One Touch bi-composants : partie haute en élastomère souple
- ✓ Étanchéité et précision optimales : pointes idéales pour le travail en pipettes multicanaux
- ✓ Réduction de la fatigue musculaire de l'utilisateur
- ✓ Portoir plastique Cell-Rack
- ✓ DNase et RNase free
- ✓ Stérile
- ✓ Volume 20 – 350  $\mu$ l

### Unité de vente :

960 Pointes à filtre