


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	010362C
<b>Désignation</b>	Membranes



### Description :

- ✓ En mixte d'esters de cellulose (acétate de cellulose et nitrate de cellulose)
- ✓ Membranes hydrophiles et biologiquement inertes
- ✓ Stériles, emballées individuellement
- ✓ Porosité : 0,45 µm
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Quadrillage : noir
- ✓ Diamètre : 47 mm

### Unité de vente :

100 Membranes

---