


## FICHE TECHNIQUE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Référence</b>   | 010390  |
| <b>Désignation</b> | Pointes |



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ En portoir carton E-Dek
- ✓ Certifiées Human DNA Free, PCR Inhibitor Free et Pyrogen Free
- ✓ Graduations : 1, 5 et 10  $\mu$ l
- ✓ Volume : 1 – 20  $\mu$ l
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Stériles



### Unité de vente :

50 Racks de 96 Pointes