


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	010450
<b>Désignation</b>	Pointes



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ En portoir carton E-Dek
- ✓ Certifiées Human DNA Free, PCR Inhibitor Free et Pyrogen Free
- ✓ Graduations : 200, 500 et 1000  $\mu$ l
- ✓ Volume : 1 – 1250  $\mu$ l
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Stériles



### Unité de vente :

12 Racks de 76 Pointes