

FICHE TECHNIQUE

Référence	010510
Désignation	Pointes Multi



Description :

- ✓ Procédé de fabrication innovant
- ✓ Corps de la pointe en polypropylène vierge traditionnel
- ✓ Partie haute en un élastomère souple
- ✓ S'adapte de façon optimale à la grande majorité des pipettes du marché
- ✓ Etanchéité et une précision optimales
- ✓ Nécessite une pression beaucoup plus faible tant pour le montage que l'éjection de la pointe
- ✓ Réduit notablement la fatigue musculaire du manipulateur
- ✓ Permet l'utilisation en racks plastiques traditionnels
- ✓ Garantit un chargement optimal lors de l'utilisation de pipettes multicanaux
- ✓ Volume : 100 µl
- ✓ Stériles

Unité de vente :

10 x 96 pointes
