

FICHE TECHNIQUE

Référence	010620A
Désignation	Pointe 1-200 µl sur CellRack avec couvercle coiffant - coloris jaune



Description :

- ✓ Les pointes Multi offrent deux qualités de surface :
 - la surface "standard" en polypropylène vierge,
 - la surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire.
- ✓ Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Conception éliminant toute risque de contamination de pointe à pointe
- ✓ Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- ✓ Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free.
- ✓ Volume : 1-200 µl
- ✓ Coloris jaune

Unité de vente :

960 Portoirs

