

Désignation

- Cryotube 5ml à jupe pas de vis ext bouchon bleu stérile

Référence

- 010855

Unité de vente : 25



Description

- Flacon cryotube 5ml à jupe
- Bouchon bleu
- Matière : polypropylène
- Multi-codes
- Stérile
- Température : -196 à -121°C
- Fabriqué en polypropylène de qualité médicale
- Autoclavable
- Peut-être congelé et décongelé à plusieurs reprises
- Les bouchons des flacons à vis à filetage externe n'ont pas de joint torique, ce qui réduit les risques de contamination.
- Tubes avec graduation noire et zone d'écriture blanche
- Rayonnements gamma stérilisés, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger

