

Réfractomètre numérique à main PAL-1



Avec son large plage de mesure (Brix de 0,0 à 53,0%), le PAL-1 est idéal pour mesurer à peu près tous les jus de fruits, les aliments ou boissons tels que les soupes, sauces, ketchup, sauce tomate, confitures à faible teneur en sucre ou marmelade.

Caractéristiques

Modèle	PAL-1
Numéro de coupe	3810
Gamme	Brix : de 0,0 à 53,0%
Résolution	Brix : 0.1%
Précision	±0,2 %

En option

- PAL-CASE : RE-39409
- JORDAN pour housse en silicone PAL : RE-39414
- SANGLE : RE-39410
- EXTRACTOR : RE-29401
- 10% Solution Sucrée (±0.03%) : RE-110010
- 20% Solution Sucrée (±0.03%) : RE-110020
- 30% Solution Sucrée (±0.03%) : RE-110030
- 40% Solution Sucrée (±0.04%) : RE-110040
- 50% Solution Sucrée (±0.05%) : RE-110050
- Compartiment des piles : RE-38163
- USB Chargeur de batterie : RE-34801

Certificat d'étalonnage: Contacter un représentant d' ATAGO pour plus de détails.