

## Réfractomètre numérique à main PAL- $\alpha$



Lancé en commémoration d'ATAGO 65e anniversaire, le PAL- $\alpha$ , offert à un prix très raisonnable, est un modèle spécial avec le champs de mesure brix plus étendu. Le PAL- $\alpha$  est utile pour mesurer la plupart des genres d'échantillons aussi bien ceux au cours de la cuisine. Avec le dispositif imperméable, le PAL- $\alpha$  peut être lavé sous l'eau courante. Le PAL- $\alpha$  s'équipe les mêmes excellents dispositifs que les autres unités de PAL.

### Caractéristiques

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Modèle                    | PAL- $\alpha$          |
| Numéro de coupe           | 3840                   |
| Gamme                     | Brix : de 0,0 à 85,0 % |
| Résolution                | Brix : 0.1%            |
| Précision                 | $\pm 0,2$ %            |
| Correction de température | de 10 à 100° C         |

### En option

- PAL-CASE : RE-39409
- JORDAN pour housse en silicone PAL : RE-39414
- SANGLE : RE-39410
- 30% Solution Sucrée ( $\pm 0.03\%$ ) : RE-110030
- Compartiment des piles : RE-38163
- USB Chargeur de batterie : RE-34801

Certificat d'étalonnage: Contacter un représentant d'ATAGO pour plus de détails.