

Réfractomètre numérique à main PAL-03S



Le PAL-03S est adapté à la mesure de l'eau salée. Il peut également être utilisé comme agent fondant sur la route. La plage de mesure va jusqu'à 28%. Vous pouvez donc mesurer la concentration élevée d'eau salée sans dilution.

Caractéristiques

Modèle	PAL-03S
Numéro de coupe	4403
Échelle	Chlorure de sodium (g/100g)
Gamme	Chlorure de sodium :0,0 à 28,0%
Résolution	Chlorure de sodium : 0.1%
Précision	±0.2%

En option

- PAL-CASE : RE-39409
- SANGLE : RE-39410
- Compartiment des piles : RE-38163
- USB Chargeur de batterie : RE-34801
- JORDAN pour housse en silicone PAL : RE-39414
- 10% Solution Sucrée (±0.03%) : RE-110010