

## Réfractomètre numérique à main Vin PAL-84S



La série PAL pour vin est légère et compacte. Elle est portable pour une utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous pouvez la ranger dans votre poche ou la porter autour du cou en utilisant une courroie. 6 modèles sont disponibles.

### Caractéristiques

Modèle	PAL-84S
Numéro de coupe	4484
Échelle	Baumé
Gamme	Baumé : de 0,0 à 21,0°
Echelle minimale	Baumé : 0.1°
Précision	Baumé : $\pm 0,2^\circ$
Correction de température	de 10 à 40°C (Compensation automatique de température)
Température ambiante	de 10 à 40°C

### En option

- PAL-CASE : RE-39409
- SANGLE : RE-39410
- Compartiment des piles : RE-38163
- USB Chargeur de batterie : RE-34801