

Réfractomètre numérique à main Miel PAL-22S



Le réfractomètre « Poche » Miel PAL-22S peut mesurer la teneur en eau dans le Miel facilement et numériquement. Confortable, facile à employer, la mesure peut être prise n'importe où.

Caractéristiques

Modèle	PAL-22S
Numéro de coupe	4422
Gamme	Humidité de miel : 12.0 à 30.0 %
Résolution	Humidité de miel : 0.1%
Précision	±0.2 %

En option

- PAL-CASE : RE-39409
- JORDAN pour housse en silicone PAL : RE-39414
- SANGLE : RE-39410
- Compartiment des piles : RE-38163
- USB Chargeur de batterie : RE-34801
- Liquide standard LK : RE-99010

Numéro du brevet: ZL200310103015.2(Chine)

Numéro de propriété : ZL03303431.1(Chine), 089244(Taiwan)

Demande de brevet et propriété d'un dessin ont été déposés dans tous les pays autour du monde