

## Réfractomètre numérique à main Lait de soja PAL-27S



L'affichage numérique pour la concentration du Lait de Soja. La construction étanche permet la nettoyage facile.

### Caractéristiques

Modèle	PAL-27S
Numéro de coupe	4427
Échelle	Lait de soja
Gamme	de 0,0 à 20,0 %
Résolution	0,1 %
Précision	±0,2 %
Correction de température	de 10 à 100° C

### En option

- MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
- PAL-CASE : RE-39409
- JORDAN pour housse en silicone PAL : RE-39414
- SANGLE : RE-39410
- Compartiment des piles : RE-38163
- USB Chargeur de batterie : RE-34801
- 10% Solution Sucrée (±0.03%) : RE-110010