


Série MASTER réfractomètre MASTER-93H



Le MASTER-93H est adapté à la mesure de la confiture, de la marmelade ou de la pâte de haricots rouges. En outre, l'emploi de son prisme renforcé le protège de la corrosion provoquée par les acides contenus dans les confitures et il offre une durée de vie supérieure à celle des modèles précédents.

Caractéristiques

Modèle	MASTER-93H
Numéro de coupe	2374
Gamme	Brix de 45,0 à 93,0% (Compensation automatique de température)
Echelle minimale	Brix : 0.5%
Précision	Brix : $\pm 0.5\%$
Dimensions et poids	3.2 x 3.4 x 16.8cm, 130g

