

## Série MASTER réfractomètre MASTER-RI



MASTER-RI est un modèle à indice de réfraction (plage de mesure RI 1,435 à 1,520) de la série MASTER. MASTER-RI peut être utilisé pour mesurer l'indice de réfraction de l'huile végétale, du kérosène, etc. être utilisé.

### Caractéristiques

Modèle	MASTER-RI
Numéro de coupe	2612
Gamme	Indice de réfraction Refractive index : 1.435 à 1.520
Echelle minimale	0.001
Dimensions et poids	3.2 x 3.4 x 16.8cm, 130g

### En option

- Liquide standard LK : RE-99010
- 50% Solution Sucrée ( $\pm 0.05\%$ ) : RE-110050
- 60% Solution Sucrée ( $\pm 0.05\%$ ) : RE-110060
- Plaque d'écl : RE-2391-67M
- Plaque d'écl : RE-2315-61M

