

## Réfractomètre d'urine S.G. numérique à main PAL-10S



Le PAL-10S est un réfractomètre à main numérique compact destiné à mesurer la gravité spécifique de l'urine. Pour le faire fonctionner, placez simplement une goutte d'urine sur la surface du prisme et appuyez sur la touche «START». La valeur de la gravité spécifique de l'urine est alors immédiatement lisible sur l'affichage à cristaux liquides.

### Caractéristiques

Modèle	PAL-10S
Numéro de coupe	4410
Échelle	Urine S. G.
Gamme	Urine S. G. : de 1,0000 à 1,0600
Résolution	0,0001
Précision	±0,001
Correction de température	de 10 à 35°C

### En option

- PAL-CASE : RE-39409
- JORDAN pour housse en silicone PAL : RE-39414
- SANGLE : RE-39410
- Compartiment des piles : RE-38163
- USB Chargeur de batterie : RE-34801
- 10% Solution Sucrée (±0.03%) : RE-110010

Numéro du brevet: ZL200310103015.2(Chine)

Numéro de propriété : ZL03303431.1(Chine), 089244(Taiwan)

Demande de brevet et propriété d'un dessin ont été déposés dans tous les pays autour du monde