



Série MASTER Réfractomètre clinique MASTER-SUR/N α



Le MASTER-SUR/N α est disponible pour les trois mesures cliniques : la protéine sérique, la gravité spécifique de l'urine et l'indice de réfraction. Ce boîtier en plastique a été conçu pour résister aux échantillons salés et acides. C'est un modèle avec des caractéristiques : compensation automatique de la température et résistance à l'eau (IP65).

Caractéristiques

Modèle	MASTER-SUR/N α
Numéro de coupe	2771
Échelle	Urine S. G. Sérum albumine
Gamme	Echelle d'urine S.G. de 1,000 à 1,060 Echelle sérum albumine de 0,0 à 12,0g / 100mL Echelle de l'indice de réfraction nD de 1,3330 à 1,3660
Echelle minimale	Echelle d'urine S.G. 0,001 Echelle sérum albumine 0,2g / 100ml Echelle de l'indice de réfraction nD 0,0005
Précision	Echelle d'urine S.G. plusmn; 0,001 Echelle sérum albumine \pm 0,2g / 100mL Echelle de l'indice de réfraction \pm 0,0005
Dimensions et poids	3,2×3,4×20.7cm, 110g
Pièces d'échanges	Plaque d'éclairage naturel blanc laiteux pour la série MASTER : RE-2471-65M

En option

- Plaque d'écl : RE-2315-61M
- Plaque d'écl : RE-2391-67M