

FICHE TECHNIQUE

Référence	011086
Désignation	Réfractomètre salinité



Description :

- ✓ Plage de mesure : 0.00 à 10.0% (g/100g) de concentration de sel
- ✓ Résolution : 0.01% de 0.00 à 2.99% ; 0.1% de 3.0 à 10.0%
- ✓ Précision : $\pm 5\%$ (entre 1.00 et 10.0%)
- ✓ Méthode de détection : Par conductivité
- ✓ Plage de température : 5 à 100°C
- ✓ Ip65
- ✓ 2 piles AAA
- ✓ Poids : 100 g
- ✓ Dimensions : 55 x 31 x 109 mm

Unité de vente :

1 Réfractomètre