

Réfractomètre de salinité MASTER-S10M



Cet instrument est conçu pour contrôler la concentration de l'eau salée, que ce soit pour la cuisine ou le rinçage des fruits de mer, et fait appel à un nouveau matériau résistant aux échantillons salés et acides. Le MASTER-S10M est une excellente alternative lorsque la caractéristique de résistance à l'eau n'est pas une priorité et que la Compensation de température va être effectuée manuellement.

Caractéristiques

Modèle	MASTER-S10M
Numéro de coupe	2473
Gamme	Chlorure de sodium de 0,0 à 10,0%
Echelle minimale	0.1%
Dimensions et poids	3.2 x 3.4 x 20.3cm, 105g

