

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	011190
<b>Désignation</b>	Microtubes Safeseal Multi



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Graduation et surface d'inscription
- ✓ Garantis RNase et DNase free
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 26 000 g
- ✓ Congelables et autocla-vables : -80 °C à +121 °C
- ✓ Volume : 0,65 ml
- ✓ Coloris : jaune

### Unité de vente :

10 000 Microtubes

---