

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------|
| Référence | 011330 |
| Désignation | Microtubes |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Volume : 0,65 ml
- ✓ Low Binding MCT
- ✓ Couleur : Naturel
- ✓ Autoclavable
- ✓ Résistes aux températures de -80°C à $+121^{\circ}\text{C}$
- ✓ Vitesse de centrifugation : 26 000 g
- ✓ Non stériles
- ✓ Dimensions : 10,8 x 30 mm

Unité de vente :

1000 Microtubes
