


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	011990
<b>Désignation</b>	Écouvillon



### Description :

- ✓ Matériau tige : ABS
- ✓ Longueur totale : 150 mm
- ✓ Diamètre : 2.5 mm
- ✓ Hauteur de casse : 82.5 mm
- ✓ Pointe en nylon floquée
- ✓ Largeur : 3 mm
- ✓ Epaisseur : 3 mm
- ✓ Longueur : 16 mm
- ✓ Stériles
- ✓ CE ; FDA
- ✓ RNase free, DNase free, Human DNA free
- ✓ Sous emballage unitaire

### Unité de vente :

100 écouvillons