


Désignation

- Tube 16 ml non stérile en vrac

Référence

- 012068



Unité de vente : 750

---

**Description**

- Tube en polystyrène cristal à fond rond et à capuchon vissant. Version stérile ou non stérile. Présenté sous trois types de conditionnement : vrac, sur rack de 108 tubes ou sous emballage unitaire.
- Volume : 16 ml
- Matériau : Polystyrène
- Dimensions :  $\varnothing$  x h : 16 x 120 mm
- Couleur : Cristal
- Fond Rond
- Capuchon : vissant
- Conditionnement : vrac

