

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	012075B
<b>Désignation</b>	Tube 19 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polystyrène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : oui, bouchon vissant rouge
- ✓ conditionné sur 8 portoirs de 88 tubes

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui, par irradiation
- ✓ Autoclavable : non

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Centrifugeable : non
- ✓ Volume : 19 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 16 x 150 mm

**Unité de vente :** 704 Tubes

---