

**Désignation**

- Rack cryo carton avec boites standard  
285x138x560mm

**Référence**

- 013069

Unité de vente : 1



---

**Description**

- Pour 20 cryoboîtes en carton, polypropylène ou polycarbonate
- Utilisables jusqu'à - 160 °C
- Pour boîtes de hauteur 50 mm
- Avec poignée de retrait de côté
- Format : 5 rangées de 4 boîtes
- Matériau : Carton hydrophobe pour un usage de longue durée
- Dimensions : H x L x p : 285 x 138 x 560 mm

