

Désignation

- Pointes

Référence

- 014200

Unité de vente

10 Racks de 100 pointes

Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

Caractéristiques techniques :

- Volume : 1000 µl
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur www.dutscher.com
- Présentation : Sur CELLRACK avec couvercle coiffant
- Graduation : Non
- Diamètre ouverture : 0,91 mm
- Longueur : 72,9 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Standard
- Filtre hydrophobe, évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Oui - par irradiation gamma

