


FICHE TECHNIQUE

Référence	014220
Désignation	Pointe



Description :

- ✓ Pointes à filtre Multi
- ✓ Surface standard
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Sur portoir à couvercle coiffant
- ✓ Universelle
- ✓ Stérile
- ✓ Compatible Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnpiquette 200 µl, Socorex 200 µl
- ✓ Volume : 1 – 200 µl

Unité de vente :

960 Pointes
