

FICHE TECHNIQUE

Référence	014243
Désignation	Boîtes de transport



Description :

- ✓ En polystyrène expansé
- ✓ Matériel qualité alimentaire
- ✓ Exemptes de CFC
- ✓ Entièrement recyclables
- ✓ Pour le transport ou la conservation d'échantillons dans de la glace
- ✓ Volume utile : 2,7 litres
- ✓ Epaisseur de la paroi : 15 mm
- ✓ Dimensions extérieures : 180 x 180 x 150 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 150 x 150 x 120 mm

Unité de vente :

96 Boîtes de transport