

## FICHE TECHNIQUE

## REFERENCE :

**015020CL**

La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



## Pointes ClearLine

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

### Caractéristique :

- Volume : 0,5 - 10  $\mu$ l
- Compatibilité : Eppendorf, Socorex, Gilson, Rainin, veuillez vérifier la compatibilité sur [www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)
- Sur rack Clearline : rack à couvercle coiffant
- Graduation : No
- Longueur : 45,5 mm
- Coloris : Naturel
- Faible rétention : Non
- Stérile : Oui - par irradiation gamma

### Unités :

10 Racks de 96 pointes

