

Désignation

- Pointes

Référence

- 015720A

Unité de vente

1 Sachet de 1000 pointes

Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

Caractéristiques techniques :

- Volume : 200 µl
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur www.dutscher.com
- Présentation : En vrac
- Graduation : 10, 50, 100 µl
- Diamètre ouverture : 0,46 mm
- Longueur : 51,44 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Standard
- Sans filtre
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Non

