

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	015730
<b>Désignation</b>	Pointe



### Description :

- ✓ Pointe Multi Soft Tip
- ✓ Universelle
- ✓ Biseautée
- ✓ Surface standard en polypropylène vierge
- ✓ Garanties RNase et DNase free, PCR Inhibitor free Human DNA free Pyrogen free
- ✓ Précision et reproductibilité exceptionnelles
- ✓ En sachet zip pour garantir la re-fermeture
- ✓ Graduée
- ✓ Volume 1 – 200 µl
- ✓ Couleur jaune

### Unité de vente :

10000 Pointes