

FICHE TECHNIQUE


REFERENCE :

016000CL

**Barrette de 8 microtubes 0,2ml capuchon dôme
ClearLine®**

Caractéristiques :

- ✓ Barrette de 8 microtubes PCR
- ✓ Capuchons dômes
- ✓ Volume 0,2ml
- ✓ Polypropylène vierge transparent
- ✓ Sécable en tubes individuels
- ✓ Parois fines
- ✓ Exempt ADN humain, RNase, DNase et endotoxines



Unité de vente :

250 barrettes de 8 tubes