


## Désignation

- Barrette PCR 8 microtubes 0,2ml assortis  
capuchon dôme x125x5

## Référence

- 016000G



Unité de vente : 625

---

## Description

- Barrettes de 8 microtubes avec capuchons arrondis
- Assure une étanchéité totale pendant les cycles PCR
- Empêche la contamination croisée
- Matière : polypropylène
- Coloris assortis
- Production entièrement automatisée en salle blanche classe 8 selon ISO 14644-1
- Sans RNase, DNase, ADN humain et endotoxines.
- Conditionnement : 125 x 5

