

FICHE TECHNIQUE

Référence	016001
Désignation	Barrette de 8 Microtubes PCR



Description :

Barrettes de 8 microtubes 0,2ml sans capuchons pour PCR.

Spécifications :

- ✓ Exempt de RNase, DNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Sécables en tubes individuels
- ✓ Parois fines
- ✓ Polypropylène vierge

Couleurs disponibles :

Bleu	Coloris assortis	Jaune	Rouge	Vert
016001B	016001C	016001J	016001R	016001V

Unité de vente :

250 Barrettes de 8 tubes