

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Référence</b>   | 016015  |
| <b>Désignation</b> | Plaque pcr 96 puits<br>thermo-fast sans<br>jupe |



### Description :

- ✓ Microplaque de PCR 96 puits
- ✓ Volume des puits : 0,3 mL
- ✓ Volume de travail 0,2 ml
- ✓ Sans jupe
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ Certifié exempt RNase / DNase
- ✓ Transparent

### Unité de vente :

25 Plaques

---