

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016026
<b>Désignation</b>	Plaques PCR



---

### Description :

- ✓ Plaques PCR 384 ABgene
- ✓ Plaque rigide en polypropylène vierge
- ✓ Plaque à puits coniques Thermo-Fast
- ✓ les applications post-PCR peuvent être effectuées directement dans cette plaque sans en changer
- ✓ Pour un meilleur scellé, utiliser de préférence des films thermosoudables (EasyPeel, Easy Pierce Strong)
- ✓ Volume par puit: 40 µl maximum, 25 µl bouché
- ✓ Coloris : naturel

### Unité de vente :

50 Plaques

---