


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	016028
<b>Désignation</b>	Film adhésif PCR transparent



### Description :

- ✓ En plastique transparent
- ✓ Forte adhésion
- ✓ Pelable à la main
- ✓ Performant de très haute qualité minimisant tout risque d'évaporation (spécialement pour la PCR en faible volume)
- ✓ Languette en rebord pour un retrait facile
- ✓ Températures d'utilisation : -20°C à +120°C

### Unité de vente :

100 Films adhésifs PCR transparent