

FICHE TECHNIQUE

Référence	016060
Désignation	Microplaque



Description :

- ✓ Microplaque de stockage Abgene
- ✓ 96 puits vierge sans additif
- ✓ En polypropylène
- ✓ Idéales pour la chimie combinatoire
- ✓ Index alphanumérique
- ✓ Fond des puits : rond
- ✓ Aux normes SBS
- ✓ Puits ultra-transparents pour une excellente visibilité des échantillons
- ✓ Certifiées exemptes de DNase, RNase d'ADN humain et d'endotoxines
- ✓ Volume des puits : 370 µl
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

100 Microplaques
