

FICHE TECHNIQUE

Référence	016061
Désignation	Plaque



Description :

- ✓ Plaque de stockage 96 puits
- ✓ En polypropylène
- ✓ Certifié exemptes d'ADN humain, DNase, RNase et endotoxines
- ✓ Bonne transparence pour visibilité des échantillons
- ✓ Très bonne planéité
- ✓ Robotisable et centrifugeable (max. 2000 g)
- ✓ Excellente rigidité
- ✓ Puits ronds à fond conique
- ✓ Volume 0,8 ml
- ✓ Dimensions 128 x 86 x 31 mm

Unité de vente :

50 Plaques