


FICHE TECHNIQUE

Référence	016069
Désignation	PLAQUE 96 PUIITS NATUREL 1.2ML



Description :

- ✓ Les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d'échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme.
- ✓ Fond rond
- ✓ Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
- ✓ Format Étalon
- ✓ Array 8 x 12
- ✓ Autoclavable
- ✓ Couleur Naturel
- ✓ À utiliser avec (équipement) : ALPS Heat Sealers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
- ✓ Matériau : PP
- ✓ Volume du puits : 1200 µL
- ✓ Nbre de puits : 96
- ✓ Volume de travail 1000 µl
- ✓ Non stériles
- ✓ FCR max. 2000 ×g
- ✓ Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Unité de vente :

50 Plaques