

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 016143 |
| Désignation | Microtube |



Description :

- ✓ Microtubes PCR ABgene
- ✓ Parois fines pour un transfert thermique optimal et uniforme
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Certifiés exempts de DNase, RNase et DNA humain
- ✓ Individuels avec bouchon plat
- ✓ Très transparents
- ✓ Système de fermeture sécurisé
- ✓ Couleur : vert
- ✓ Volume : 0.2 ml

Unité de vente :

1000 Microtubes
