

FICHE TECHNIQUE

Référence	016144
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ Microtubes PCR ABgene
- ✓ Parois fines pour un transfert thermique optimal et uniforme
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Certifiés exempts de DNase, RNase et DNA humain
- ✓ Individuels avec bouchon plat
- ✓ Très transparents
- ✓ Système de fermeture sécurisé
- ✓ Couleur : bleu
- ✓ Volume : 0.2 ml

Unité de vente :

1000 Microtubes
