

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016146
<b>Désignation</b>	Microtube pcr 0,2ml assortis capuchon



### Description :

- ✓ Volume : 0.2 mL
- ✓ Convient aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
- ✓ Capacité maximale des tubes de 0,25 ml, après leur fermeture
- ✓ Bouchon "à clipser" intégré
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ Certifié DNA/RNase Free
- ✓ Coloris assortis

### Unité de vente :

1000 Microtubes

---